



**Micromedex Healthcare Series
da
Thomson Healthcare**

Manual
Português

Tabela do Conteúdo

Introdução	1
Sobre Thomson Healthcare	1
Para obter mais informações sobre os produtos de Thomson Healthcare.....	2
O que é a Micromedex Healthcare Series?	2
Como se realiza o Processo Editorial de Thomson Healthcare?.....	2
Documentos da Medicina Baseada na Evidência, escritos imparciais feitos por peritos para peritos.....	2
Revisão de Pares Acadêmicos.....	2
Característica da Interface.....	4
Anatomia das telas do Healthcare Series	4
Lapelas no Healthcare Series	5
Main / Principal.....	5
Drugs / Fármacos	5
Toxicology / Toxicologia.....	5
Disease / Enfermidade	6
Labs / Laboratório	6
IV Compatibility / Compatibilidade Intravenosa.....	6
Interactions / Interações	6
Patient Education / Educação do Paciente	7
Formulary & Handheld / Formulário & Dispositivo Móvel.....	7
Outras Ferramentas de Navegação.....	8
Search Path / Caminho de busca	8
Vínculos de Pé de página	8
Opções de Busca / Referência Rápida	9
Main Keyword Search / Busca por palavra chave	9
Document Outline / Perfil Sempre Visível do Documento.....	10
Resumos Comparativos de Medicamentos	11
Busca por Classe Terapêutica	12
Compatibilidade intravenosa.....	16
Identificação simplificada de Medicamentos.....	18
Busca por texto completo.....	19



Introdução

Sobre Thomson Healthcare

Micromedex Healthcare Series é um produto da Thomson Healthcare. Thomson Healthcare proporciona informação médica segura através de tecnologia flexível dirigida a responder perguntas, fazer alertas e recomendações. Permite aos usuários tomar decisões, prevenir eventos adversos, e promover as melhores práticas clínicas para o diagnóstico e o acompanhamento dos pacientes.

Adicionalmente Thomson Healthcare empodera aos profissionais mediante informação farmacológica, química e regulatória.

Por meio de respostas a perguntas críticas, Micromedex Healthcare Series apóia a:

- Hospitais
- Provedores de sistemas de informação
- Companhias farmacêuticas
- Organizações de cuidado da saúde
- Organizações de regulação ambiental, de saúde e segurança.
- Fabricantes de substâncias químicas.

Mediante uma gama extensa de produtos que cobrem necessidades de informação farmacológica, informação sobre enfermidades, educação do paciente, medicina alternativa e toxicologia, os produtos de Micromedex melhoram o cuidado dos pacientes em qualquer etapa, desde o diagnóstico até o acompanhamento, apoiando tarefas como:

- História clínica e exploração
- Diagnóstico
- Tratamento e plano de medicação
- Educação do paciente
- Administração de Medicamentos
- Monitoramento
- Alta
- Cuidado do paciente e acompanhamento.

Thomson Healthcare entende a importância do equilíbrio entre conteúdo e tecnologia.

Nossa força interna de profissionais clínicos esta dedicada à integridade da informação. Por meio da verificação de cada detalhe, eles asseguram que o conteúdo é confiável, atualizado, e clinicamente relevante. Esta avaliação exaustiva proporciona confiança na informação oferecida, muito além de qualquer outra fonte disponível.

Além de oferecer produtos nas plataformas atualmente preferidas como a Internet, a Intranet e dispositivos de bolso, continuamente procuramos ampliar esta oferta em vista de que a informação continue disponível quando e onde dela se necessite. É por isso que buscamos uma integração de tecnologias que permitam aos usuários obter alertas e recomendações por outras plataformas tecnológicas como os sistemas de administração de expedientes clínicos eletrônicos.

Thomson Healthcare visa mudar o futuro da informação por meio da colaboração com nossos distribuidores e da retroalimentação de nossos clientes, oferecendo soluções proativas e específicas em benefício do paciente.

Para maiores informações de Thomson Healthcare, por favor visite www.thomsonhealthcare.com. Para maiores informações de Micromedex Healthcare Series, visite www.micromedex.com.



Para obter mais informações sobre os produtos de Thomson Healthcare

Através de seu distribuidor local, ou através de www.micromedex.com

O que é a Micromedex Healthcare Series?

É uma ferramenta de apoio na tomada de decisões e uma referência desenhada para apoiar o trabalho clínico no espaço de atenção ao paciente. A aplicação da Micromedex Healthcare Series assegura que os profissionais médicos tenham um acesso fácil à informação clínica disponível mais atual.

Reconhecida a nível mundial, a Micromedex Healthcare Series é considerada como o padrão de excelência em informação clínica. Sua base de dados é confiável e de reconhecida autoridade.

A Micromedex Healthcare Series é ideal para os profissionais de saúde que requerem informação imparcial sustentada em revisões sistemáticas acerca de medicamentos, toxicologia, doenças, cuidado primário, educação do paciente e medicina alternativa.

Escrito por peritos e para peritos, a ferramenta de apoio de Thomson Healthcare proporciona informação que permite o apoio na tomada de decisões, na redução de eventos adversos e que promove as melhores práticas clínicas.

Como se realiza o Processo Editorial de Thomson Healthcare?

Para poder proporcionar as fontes de informação segura se requer uma pesquisa exaustiva e profunda a fim de que se assegure a precisão, a utilidade e a confiabilidade dos dados. A informação de Thomson Healthcare, visando garantir a imparcialidade e o sustento da medicina baseada na evidência, passa por um extenso processo editorial que assegura a atualidade e a segurança dos conteúdos. A equipe editorial de Thomson Healthcare é formada por mais de 150 peritos de diferentes especialidades.

Documentos da Medicina Baseada na Evidência, escritos imparciais feitos por peritos para peritos

Thomson Healthcare considera diferentes fatores durante a seleção dos diversos temas para sua inclusão na base de dados. Os temas são escolhidos e posteriormente se realiza uma exaustiva pesquisa baseada em revisões da literatura de jornais médicos e científicos do mundo inteiro, solicitações dos clientes, juízo clínico e recomendações, padrões normativos, como também dos antecedentes em saúde ocupacional, em saúde ambiental e de segurança, medicamentos aprovados pelo FDA, sugestões dos atuais comitês editoriais e políticas atuais ditadas por organizações profissionais nos âmbitos da saúde, enfermidades e manipulação química.

Uma vez escolhidos, os temas são pesquisados através de uma busca exaustiva em milhares de artigos, textos médicos, de toxicologia, através de dados de fabricantes, informação de organizações profissionais e de universidades, dados da FDA, e através de informações de outras autoridades.

Os documentos são elaborados por cientistas da Thomson Healthcare e revisados por uma equipe multidisciplinar de doutores, enfermeira, farmacêuticos, toxicólogos e outros especialistas da área da saúde.

Revisão de Pares Acadêmicos

Quando o processo de pesquisa e redação é completado, os documentos são revisados por pares acadêmicos para assegurar que a informação presente nos bancos de dados de Micromedex esteja



segura, exata e imparcial. Depois que o material é incorporado à base de dados, todos os documentos passam por uma verificação regular o que assegura a continuidade na atualização e relevância, sempre em sintonia com os critérios e padrões atuais. Com cada nova atualização, milhares de acréscimos e revisões são realizados. Enquanto novas informações são continuamente acrescentadas, as referências mais antigas se conservam para que se mantenha uma perspectiva histórica a disposição de possíveis necessidades.

Para mais informações sobre o processo editorial da base de dados da Thomson Healthcare e sobre os comitês editoriais, visite a página: www.micromedex.com/about_us/editorial.



Característica da Interface

Os programadores, engenheiros e desenhistas da Thomson Healthcare utilizaram uma ampla pesquisa no desenvolvimento de seu trabalho, e para criar uma nova interface do Micromedex Healthcare Series empregaram um processo de desenho centrado no usuário. Uma das principais prioridades durante este processo foi a construção de um aplicativo que facilitasse ao médico e ao usuário o encontro mais rápido possível da informação. Nós esperamos que através do arrojado desenho deste novo aplicativo você encontre uma lógica que contribua com seu trabalho e seja compatível com suas necessidades.

Anatomia das telas do Healthcare Series

A primeira tela que você visualiza depois de autenticado no Micromedex Healthcare Series é a tela de busca por palavra chave (**Main Keyword Search**), também conhecida como página de **Home** ou **Main**. Esta página permite realizar buscas cruzadas nas diferentes categorias de informação farmacológica, toxicológica, de enfermidades e de laboratório.

A navegação básica no Healthcare Series é através de lapelas. As lapelas estão localizadas ao longo da parte superior da tela, e têm os seguintes nomes de acordo com o tipo de informação que oferecem: **Main, Drugs, Toxicology, Disease, Labs, IV Compatibility, Interactions, Patient Education, and Formulary & Handheld**. Ao clicar em cada lapela se apresenta um menú de opções que conduz a diferentes possibilidades de acesso a outras ferramentas. (IMPORTANTE: As lapelas e as bases de dados ativos variam de acordo com a inscrição da sua instituição).

Lapelas no Healthcare Series

Main / Principal



Use esta opção para visualizar a página de busca por palavra chave (**Main Keyword Search**), para realizar buscas rápidas. A busca por palavra chave obtém resultados de todos os documentos que contêm as condições coincidentes com a palavra chave que você introduz a partir de uma procura global nos bancos de dados de farmacologia, toxicologia, doenças e laboratório.

Drugs / Fármacos



Use o menú de opções da lapela de informação farmacológica (**Drugs**)

- para obter informação de documentos de resumo ou informação detalhada,
- para comparar medicamentos por meio de tabelas de resumo do Drugdex,
- para procurar informação por classe terapêutica,
- identificar medicamentos a partir de seu código impresso ou características físicas dos **medicamentos**,
- ou para calcular a dosagem e obter informação de consulta.

Toxicology / Toxicologia



Pelo menú de opções desta lapela você pode obter informações do tratamento toxicológico, efeitos clínicos, gama de toxicidade e mais: pode procurar substâncias para o nome do produto, código impresso ou termo coloquial. O menú de opções também inclui nomogramas de toxicidade ou nomogramas e manejo de antídotos, ferramentas de dosagem e calculadoras. Os assinantes do VisualDx podem acessar ao site deste programa de apoio diagnóstico.

Disease / Enfermidade




Use esta lapela para obter informações de tratamentos de enfermidades de medicina geral e de condução de urgências, incluindo diagnósticos diferenciais, além de ferramentas e tabelas de conversão e referência, incluindo guias de controle dietético. Os assinantes do VisualDx podem acessar o site deste programa de apoio diagnóstico.

Labs / Laboratório



A lapela de informação de laboratório permite informação útil para a interpretação e manejo de provas de laboratório. A base de dados **Lab Advisor** complementa as bases de dados **DRUGDEX**, **POISINDEX** e **DISEASEDEX** com informação específica e sustentada na evidência das indicações de diferentes testes de laboratório, e na forma na qual devem interpretar-se os resultados.

IV Compatibility / Compatibilidade Intravenosa



Busca de compatibilidade intravenosa de misturas de medicamentos e compatibilidade com **parentais de soluções e parenteral de nutrição**.

Interactions / Interações



Esta lapela permite acessar a ferramentas de interações múltiplas através de 2 a 50 campos para introduzir princípios ativos, ou para visualizar as interações que têm um medicamento. Os resultados são apresentados de acordo com o tipo de interação medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento-etanol, medicamento-tabaco, medicamento-teste de laboratório, medicamento-gravidez, medicamento-lactância, duplicação de princípio ativo e alergia.



Patient Education / Educação do Paciente



Esta opção permite acessar ao **CareNotes System** que oferece, em espanhol e inglês, materiais de educação do paciente, relativos ao tratamento, acompanhamento e cuidado; incluindo informação sobre o uso apropriado de medicamentos.

A lapela de Educação do paciente, também permite a você (de acordo com sua inscrição disponível) acessar ao **AltCareDex**, que possibilita gerar documentos para educar o paciente no uso de medicamentos baseados na fitofarmácia e na herbolária, além de conter informações sobre o uso de complementos nutritivos.

Formulary & Handheld / Formulário & Dispositivo Móvel



Esta lapela lhe permite acessar ao **Formulary Advisor**, ferramenta que possibilita visualizar quadros básicos de medicamentos ou registrar e descarregar as aplicações do mobileMICROMEDEX desenhadas para seu PDA (**Personal Digital Assistant**) em sistemas operacionais **Palm OS** y **Pocket PC**.



Outras Ferramentas de Navegação

Search Path / Caminho de busca

Search Path Document [Main Keyword Search > Initial Results >](#) **Caminho de Busca**

ROSUVASTATIN
(back to top)

[Expand All](#) | [Collapse All](#)

Overview
– Dosing Information
▪ Drug Properties

[Outline](#) [Print Setup](#)

DRUGDEX® Evaluations

ROSUVASTATIN

0.0 Overview

O caminho de busca (**Search Path**) apresenta o contexto no qual se encontra a aplicação do Healthcare Series, e permite voltar às páginas anteriores dentro dos passos de busca dando apenas um clique no hipervínculo desejado.

Vínculos de Pé de página

[Home](#) | [Contact Us](#) | [Content Updates](#) | [Training Center](#) | [Warranty and Disclaimer](#) | [Editorial Info](#) | [About Us](#) | [Help](#) | [Log Out](#)
Copyright © 1974-2006 Thomson MICROMEDEX. All rights reserved. MICROMEDEX(R) Healthcare Series USP DI® and Advice for the Patient® are registered trademarks used herein under license. Originally created and edited by the United States Pharmacopeia until January 1, 2004, and now entirely edited and maintained by Thomson Healthcare, Inc.

Adicionalmente para as lapelas de busca básica, o Healthcare Series oferece informação adicional, ajuda e navegação. Na parte inferior da interface você achará hipervínculos por meio dos quais poderá obter informações sobre a atualização **no volume atual (Content Updates)**, acessar ao Centro de aprendizagem (**Training Center**), obter informação adicional sobre **Thomson Micromedex**.



Opções de Busca / Referência Rápida

Main Keyword Search / Busca por palavra chave

Como foi descrito anteriormente a lapela **Main** permite a procura simultânea em todos os bancos de dados nos quais a instituição está inscrita.

1. Introduza os termos que deseja procurar e clique em **Search**.
2. Para uma busca ampla, escreva as primeiras três letras do termo seguidas por um asterisco (ex.: war* em vez de warfarin) ou selecione o campo da opção **Begins With**.
3. Os resultados da busca se apresentam em três colunas. A primeira coluna detalha qual a base de dados que contém a informação. A segunda coluna oferece os vínculos ao termo e sinônimos. A terceira coluna ajuda a refinar sua busca pelo produto, reação adversa, dose, indicação, ou interação.
4. Para “saltar” tipo específico de informação use os hipervínculos da seção denominada **Go To** situada na parte superior da página de resultados.

Go To:		
Summaries Drugs Disease Toxicology Alternative Medicine Reproductive Risk		
Summary Documents back to top		
 Clinical Checklists™	Results (8)	
Drug Summary Information	WARFARIN SODIUM	
POISINDEX® Summary	WARFARIN	
Drug Information back to top		
DRUGDEX® Evaluations	Results (337)	
DRUGDEX® Tradename	Results (7)	
DRUGDEX® Consults	Results (3)	
DRUGDEX® Tradename List	Search Related Tradenames	
PDR® Physicians' Desk Reference	Coumadin for Injection	
MARTINDALE - The Complete Drug Reference	Warfarin Sodium	
Martindale Products	Search Related Products	
Index Nominum	Warfarin (Rec.INN)	
USP DI® Drug Information for the Health Care Professional	ANTICOAGULANTS (SYSTEMIC)	
MSDS	WARFARIN	
Disease Information back to top		
DISEASEDEX™ General Medicine Clinical Reviews	Lower gastrointestinal hemorrhage, acute - Acute	
DISEASEDEX™ Emergency Medicine Clinical Reviews	Results (2)	
DISEASEDEX™ Studies and Alerts	Results (7)	
DISEASEDEX™ Emergency Medical Abstracts from Rick Bukata, MD and Jerry Hoffman, MD	Results (32)	
Toxicology Information back to top		
POISINDEX® Managements	WARFARIN	
POISINDEX® Product List	Search Related Products	
IDENTIDEX® Imprint Codes	Search Imprint Codes	
HAZARTEXT® Hazard Response Managements	Results (2)	
MEDITEXT® Medical Managements	WARFARIN	
Complementary & Alternative Medicine back to top		
AltMedDex® Evaluations	Results (15)	
AltMedDex® Consults	PC-SPES: TREATMENT FOR PROSTATE CANCER	

Document Outline / Perfil Sempre Visível do Documento

Navegação rápida dentro de um documento...

1. Uma vez selecionado um título dentro dos resultados da busca, se mostrará na tela o documento específico selecionado.
2. O perfil do documento desliza com a página do documento de tal modo que sempre fica visível independentemente da parte do documento que você está revisando. Esta característica permite a navegação rápida para ir a qualquer seção do documento em qualquer momento.
3. Adicionalmente, dentro do documento, o termo original de busca permanece ressaltado em negrito.

WARFARIN
(back to top)

[Expand All](#) | [Collapse All](#)

Overview

- **Dosing Information**
 - Drug Properties
 - Storage and Stability
 - Adult Dosage
 - Pediatric Dosage
- **Pharmacokinetics**
 - Onset and Duration
 - Drug Concentration Levels
 - ADME
- **Cautions**
 - Contraindications
 - Precautions
 - Adverse Reactions
 - Teratogenicity / Effects in Pregnancy / Breastfeeding
 - Drug Interactions
- **Clinical Applications**
 - Monitoring Parameters
 - Patient Instructions
 - Place In Therapy
 - Mechanism of Action / Pharmacology
 - Therapeutic Uses
 - Comparative Efficacy / Evaluation With Other Therapies
- References**

(back to top)

Perfil Sempre Visível

- 9) known or suspected deficiency in protein C mediated anticoagulant response
 10) polycythemia vera
 11) vasculitis
 12) severe diabetes
 13) numerous factors may influence response to **warfarin** including diet, medications (including herbal medi

3.3 Adverse Reactions

[Cardiovascular Effects](#)
[Dermatologic Effects](#)
[Endocrine/Metabolic Effects](#)
[Gastrointestinal Effects](#)
[Hematologic Effects](#)
[Hepatic Effects](#)
[Immunologic Effects](#)
[Musculoskeletal Effects](#)
[Neurologic Effects](#)
[Ophthalmic Effects](#)
[Renal Effects](#)
[Reproductive Effects](#)
[Respiratory Effects](#)
[Other](#)

3.3.1 Cardiovascular Effects

3.3.1.A Warfarin Sodium

[Cardiovascular finding](#)
[Cholesterol embolization syndrome](#)
[Gangrenous disorder](#)
[Hemopericardium](#)
[Hypotension](#)
[Vasculitis](#)

3.3.1.A.1 Cardiovascular finding

- a) Hemopericardium leading to cardiac tamponade, hypotension, and vasculitis have been reported

3.3.1.A.2 Cholesterol embolization syndrome

a) Summary

1) The purple toe syndrome, characterized as a dark cutaneous lesion with blue discoloration of therapy (Prod Info COUMADIN(R), 1999); (Soisson et al, 1994)(Hyman et al, 1987); (Akle & Joune and 8 weeks and typically involves the fingers or toes. The lesion will generally blanche under pressure. Purple toe syndrome is usually painful and the involved areas may be cool to touch. Eli

Termo destacado em negrito

Resumos Comparativos de Medicamentos

Permite a comparação rápida de medicamentos de dois em dois...

1. Selecione **Compare Drug Summaries** dentro do menú da lapela de informação de medicamentos (**Drugs**) da barra superior.



2. Introduza os nomes de dois ou mais medicamentos que você queira comparar. Dê um clique em **Search**.

The screenshot shows the 'Compare Drug Summaries' form. It has a title bar 'Compare Drug Summaries:' and a section 'Enter drug names to compare:'. There are two input fields: the first contains 'sertraline' and the second contains 'fluoxetine'. Below the input fields are 'Search' and 'Clear' buttons. To the right, there is a 'Show:' label with a dropdown menu set to '2' and an 'Entry Fields' button.

Expanda o número de campos para comparar mais de dois medicamentos

3. Selecione a substância ou formulação específica se houver mais de uma. Dê um clique em **Display Comparison**.

The screenshot shows the 'Compare Drug Summaries' form after a search. The 'Enter drug names to compare:' section now displays the search results. For 'sertraline', the result is 'SERTRALINE HYDROCHLORIDE'. For 'fluoxetine', the result is 'FLUOXETINE HYDROCHLORIDE/OLANZAPINE'. There are 'Remove' buttons next to each result. At the bottom, there is a 'Display Comparison' button.

4. Os resultados são apresentados em formato de tabela.

Choose to compare any two drugs at a time.

Topics:	Column One	Column Two
	FLUOXETINE HYDROCHLORIDE	SERTRALINE HYDROCHLORIDE
	FLUOXETINE	SERTRALINE
Tradenames	- Prozac - Prozac Weekly - Sarafem - Rapiflux See Complete Tradename Listing	Zoloft See Complete Tradename Listing
Class	- Antidepressant - Serotonin Reuptake Inhibitor	- Antidepressant - Serotonin Reuptake Inhibitor
Adult Dose	- Body dysmorphic disorder: 20-80 mg/day ORALLY - Bulimia nervosa: 20 mg/day ORALLY, increasing to 60 mg/day ORALLY over several days, administered as a single dose in the morning; some patients who initially responded to treatment, showed continued benefits at 60 mg/day for up to 52 weeks. - Depression: initial, 20 mg/day ORALLY in the morning - Depression: maintenance, may increase to 20-80 mg/day ORALLY (single or divided) after 2 weeks if inadequate response OR 90 mg ORALLY once a week (weekly capsule) - Fibromyalgia: 20-80 mg/day ORALLY, usual dose 60 mg/day	- Depression: 50 mg/day ORALLY as a single dose in the morning or the evening; dosage may be increased at intervals of at least 1 week to a MAX dosage of 200 mg/day - Obsessive-compulsive disorder: 50 mg/day ORALLY as a single dose in the morning or the evening; dosage may be increased at intervals of at least 1 week to a MAX dosage of 200 mg/day - Panic disorder: 25 mg/day ORALLY for 1 week, then increase to 50 mg/day; dosage may then be increased at intervals of at least 1 week to a MAX dosage of 200 mg/day - Posttraumatic stress disorder: 25 mg/day ORALLY for 1 week.

Busca por Classe Terapêutica

Compare múltiplos medicamentos de uma classe ou subclasse terapêutica.

1. Selecione a opção **Therapeutic Classes** dentro do menu da lapela de informação de medicamentos (**Drugs**) da barra superior.



2. Para ver as classes e subclasses, dê um clique nos folders. Para visualizar a lista dos medicamentos de uma classe terapêutica dê um clique no vínculo do nome da classe.

Go To: 0-9 | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#) | [Y](#) | [Z](#)

Anesthetic Agent

- [Anesthetic, Local](#)

Anti-Infective Agent

- [Antibiotic](#)
- [Aminoglycoside](#)
- [Antibiotic Combination](#)
- [Antimetabolite](#)
- [Beta-Lactam](#)
 - [Carbapenem](#)
 - [Cephalosporin](#)
 - [Penicillin](#)
- [Chloramphenicol \(class\)](#)
- [Fluoroquinolone](#)
- [Folic Acid Antagonist](#)

Dê um clique na classe terapêutica para apresentar todos os medicamentos

Ou também dê um clique no tipo de medicamento para visualizar uma lista de todos os princípios ativos desta categoria

3. Dê um clique no nome do medicamento para ver o resumo da referida substância.

4. Se deseja comparar os medicamentos que se encontram dentro de uma classe terapêutica, marque o campo dos medicamentos que quer comparar e dê um clique no botão **Compare Selected Drugs**.

5.

Class Showing:

Anti-Infective Agent > **Antibiotic**

Choose drugs to compare or click on a name to view summary: **Compare Selected Drugs**

Go To: 0-9 | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#) | [Y](#) | [Z](#)

- ☐ [Amikacin Sulfate](#)
- ☐ [Amoxicillin](#)
- ☒ [Amoxicillin/Clavulanate Potassium](#)
- ☐ [Ampicillin](#)
- ☐ [Ampicillin Sodium/Sulbactam Sodium](#)
- ☐ [Azithromycin Dihydrate](#)
- ☒ [Aztreonam](#)
- ☐ [Bacitracin](#)
- ☒ [Cefaclor](#)

Depois de fazer sua escolha dê um clique no botão de comparação de medicamentos selecionados

Selecione os medicamentos a comparar utilizando os campos de verificação

6. Visualize os medicamentos selecionados em forma simultânea, por colunas de dois em dois, e use os menus da Coluna Um e da Coluna Dois.

Choose to compare any two drugs at a time.

Display in Column One:	Display in Column Two:
Amoxicillin/Clavulanate Potassium	Aztreonam
Disp Amoxicillin/Clavulanate Potassium Aztreonam Cefaclor	


Topics:	Column One	Column Two
	Amoxicillin/Clavulanate Potassium	
Details in DRUGDEX®	AMOXICILLIN/CLAVULANATE POTASSIUM	
Tradenames	- Augmentin - Augmentin ES-600 - Augmentin XR See Complete Tradename Listing	See Complete Tradename Listing
Class	Antibiotic	- Antibiotic - Monobactam
Adult Dose	Bacterial infectious disease (Mild to Moderate), Due to	Bacterial lower respiratory infection (Moderate),

Utilize este menú para trocar a informação apresentada nas colunas e clique no botão Display



Busca de Interações Medicamentosas

1. Selecione as opções de Interações Múltiplas (**Múltiple Interactions**) ou Interações Simples (**Single Interactions**) do menu de opções localizado na Lapela de Interações (**Interactions**) da tela principal (**Main**).
2. Introduza os princípios ativos que você quer procurar e use se for necessário os filtros de **busca e as alergias**. Dê clique na opção de busca (**Search**).
3. Selecione a formulação específica quando houver mais que uma opção de acordo com suas necessidades e dê um clique na opção de Verificar Interações (**Check Interactions**).



Check Multiple Drug Interactions

Check Interactions

Search **Clear**

Enter a set of drugs and/or allergies (generic drug name):
 Your results will include additional drugs and allergies.

Introduza os medicamentos para os quais deseja verificar as interações

Remove:

triazolam Triazolam [Oral (systemic)] ☐

ritonavir — Please select an item from this list — ☐

— Please select an item from this list — ☐

Ritonavir [Oral (systemic)] ☐

Lopinavir/Ritonavir [Oral (systemic)] ☐

Utilize a lista para selecionar a formulação desejada

Show: 4 **Entry Fields** **Remove**

Enter any patient drug allergies (generic drug name):

Pode expandir o número de campos dos medicamentos quando queira "cruzar" mais de 4 princípios ativos

Se o paciente tem antecedentes de alergias indique o nome do medicamento

Show: 2 **Entry Fields** **Remove**

Severity: All Severities (contraindicated through minor) ☐

Documentation: All Documentation ☐

Search **Clear**

Check Interactions

Para ver os resultados dê um clique no botão Check Interactions

4. Os resultados das interações se apresentam em forma de tabela.

5. As substâncias procuradas e os nomes genéricos aparecem no quadro que indica “Para Verificar as Interações” (**Check Interactions For**) no canto superior esquerdo da tela. Se você realizou uma busca de interações múltiplas, ao dar um clique em cada hipervínculo obterá uma tabela de interações simples que mostrará todas as interações daquele fármaco em específico com todas as substâncias que tenham registro em todas as bases de dados.

6. A tabela localizada no canto superior direito denominada “Ir ao tipo de interação” (**Go To Interaction Type**) oferece os vínculos com os diferentes tipos de interações encontradas.

Modify Your Search

Checking Interactions For:

Click on a drug to search for Single Drug Interactions.

- [Triazolam](#)
- [\[TRIAZOLAM\]](#)
- [Ritonavir](#)
- [\[RITONAVIR\]](#)

All Severities
All Documentations

Go To Interaction Type:

Click on a link to skip to Interaction.

- [Drug-Drug Interactions \(1 result\) \(1 contraindication\)](#)
- [Drug-Food Interactions \(2 results\)](#)
- [Drug-Ethanol Interactions \(1 result\)](#)
- [Drug-Pregnancy Interactions \(2 results\) \(1 contraindication\)](#)
- [Drug-Lactation Interactions \(1 result\)](#)

Verifique todas as interações que tem cada fármaco

Utilize a lista de tipos de interações para apresentar cada resultado.

Drug-Drug Interactions: (1 result)

Interaction	Severity	Documentation	Summary
Triazolam--Ritonavir	CONTRAINDICATED	GOOD	Concurrent use of TRIAZOLAM and RITONAVIR may result in an increased risk of extreme sedation and respiratory depression.

Drug-Food Interactions: (2 results)

Interaction	Severity	Documentation	Summary
Triazolam	MINOR	GOOD	Concurrent use of TRIAZOLAM and GRAPEFRUIT JUICE may result in increased sedation and anxiolytic effects of triazolam.
Triazolam	MINOR	GOOD	Concurrent use of CAFFEINE and TRIAZOLAM may result in reduced sedative and anxiolytic effects of triazolam.

Drug-Ethanol Interactions: (1 result)

Interaction	Severity	Documentation	Summary
Triazolam	MODERATE	GOOD	Concurrent use of ETHANOL and TRIAZOLAM may result in increased sedation.

Drug-Pregnancy Interactions: (2 results)

Clique no vínculo da interação para obter mais informação

Compatibilidade intravenosa

1. Dê um clique na lapela de Compatibilidade Intravenosa (**IV Compatibility**) na tela principal (**Main**).
2. Faça as opções de Medicamentos Múltiplos (**Multiple Drug Search**) ou Medicamento único (**Single Drug Search**) de acordo com suas necessidades.
3. Escreva as primeiras letras do princípio ativo e a lista apresentada ajudará a localizar o nome completo desta opção. Esta ferramenta é especialmente útil quando há medicamentos com nomes semelhantes ou com uma sintaxe difícil.

4. Para fazer a busca de compatibilidade de um único medicamento basta dar clique no botão “Verificar Compatibilidade” (**Check Compatibility**).

5. A opção de busca de Vários Medicamentos (**Múltiple Drug Search**), permite selecionar medicamentos diferentes através do botão “Agregar” (**Add**) e determinar a compatibilidade numa mistura de medicamentos diferentes. Uma vez que você acrescente todos os nomes à coluna do lado direito, dê um clique no botão “Verificar Compatibilidade” (**Check Compatibility**) para gerar as tabelas de resultados.

6. Os resultados de compatibilidade contêm códigos coloridos.

7. Para verificar os diferentes tipos de compatibilidade (administração em "Y", Mistura, Seringa, NPT) use as lapelas localizadas na parte superior da tabela de resultados.

Solution		Y-Site	Admixture	Syringe	IPN/TNA
Common Solutions	Compatibility				
D5W (D5W-Dextrose 5%)	✓ Compatible				
D10W (Dextrose 10%)	✗ Not Tested				
D5LR (Dextrose 5% in lactated Ringers)	✓ Compatible				
D5NS (Dextrose 5% in sodium chloride 0.9%)	✗ Not Tested				
D5W - 1/2 NS (Dextrose 5% in sodium chloride 0.45%)	✗ Not Tested				
NS (Normal saline- Sodium chloride 0.9%)	✓ Compatible				
1/2 NS (Sodium chloride 0.45%)	✗ Not Tested				
Other Solutions	Compatibility				
lonosol B in dextrose 5%	✓ Compatible				
Lactated Ringers Injection	✓ Compatible				
solution	✓ Compatible				
Plasma-Lyte M in dextrose 5%	✓ Compatible				

Utilize as lapelas superiores para obter informações da compatibilidade nas diferentes opções disponíveis

Clique nos vínculos para obter mais informações


A tabela de resultados utiliza códigos de cor

 Incompatible
  Uncertain
  Not Tested

Identificação simplificada de Medicamentos

A ferramenta de identificação de medicamentos agora contém imagens...

1. Selecione a opção de Identificação de Medicamentos (**Drugs Identification**) situada no menús apresentados nas lapelas de Fármacos (**Drugs**) ou Toxicologia (**Toxicology**) da página principal.



2. Introduza os dados descritivos para identificar o medicamento utilizando os seguintes parâmetros: Código impresso (**Imprint Code**) e/ou características físicas (Padrão, Cor, Forma) / (**Colors, Shape, Pattern**). Depois dê clique no botão de busca (**Search**).

3. Dê um clique no nome do medicamento que você queira visualizar da lista que aparece na tabela de resultados preliminares.

Search Path: [Drug Identification](#) *
IDENTIDEX®

Showing Results 1 through 4 of 4

Imprint	Trade Name	Manufacturer	Country	AAPCC	Poisindex Management(s)
Proloprim, R2c	Proloprim	GlaxoSmithKline	Canada	077706	PYRIMETHAMINE/TRIMETHOPRIM
Janssen, R2	Risperdal	Janssen-Ortho	Canada	201122	RISPERIDONE NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME
R2	Risperdal		United States	201122	RISPERIDONE NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME
NVR R20	Ritalin LA		United States	201128	RITALIN LA AMPHETAMINE AND RELATED DRUGS

1 through 4 of 4

Selecione o nome para visualizar mais informações

Contém vínculos para obter o protocolo de manejo toxicológico do Poisindex*

* Se sua assinatura institucional inclui este produto.



4. A tela seguinte mostrará os resultados com a imagem do medicamento e sua descrição física.

Available Container Sizes: blister pack of 4
Contact: Janssen Pharmaceutica
Product ID: 6417087
ATC Code: 201122 - Atypical Antipsychotic
Registry Number: NDC 50458-0325-28

Physical Description

Imprint: R2
Form: disintegrating tablet
Color: light coral
Shape: Circle, biconvex

Images for NDC 50458-0325-28



Busca por texto completo

Esta opção permite achar uma palavra dentro de uma seção específica de um documento...

1. Selecione a opção de busca de tema específico (**Specific Topic Search**) que se localiza entre os menús apresentados nas lapelas de Farmacologia (**Drugs**), Toxicologia (**Toxicology**), Enfermidades (**Disease**), ou Laboratórios (**Labs**).
2. Selecione a base de dados na qual queira buscar. Em seguida será apresentada uma lista das seções do documento específico para a base de dados selecionada abaixo da caixa de procura.
3. Selecione os campos das seções nas que você queira buscar o termo em questão.
4. Escreva um termo ou frase e dê clique em **Search**.

Drug Topic Search:

Choose One Database to Search

☒ DRUGDEX DRUG EVALUATIONS

☐ PDR®

☐ MARTINDALE - The Complete Drug Reference

☐ ALTMEDDEX

Search document for this exact term: Search

Within:
[Check All](#) [Uncheck All](#)

☐ Overview
☐ Dosing Information
☒ Pharmacokinetics
☐ Contraindications
☒ Precautions
☒ Adverse Reactions
☐ Drug Interactions

☐ Therapeutic Uses
☐ Comparative Efficacy
☐ References

5. Os resultados da busca serão apresentados de acordo com o número de ocorrências encontradas em cada documento.

Showing Results 1 through 16 of 16

Your Search: saquinavir

1. [SAQUINAVIR](#)

[Adverse Reactions](#) : ...been reported in association with **saquinavir** (Prod Info Fortovase(R) **saquinavir** soft gelatin capsule, 2004) 3...
[Pharmacokinetics](#) : ...weeks
[Precautions](#) : ...should not

**Clique nos hipervínculos
para ir ao documento**

infection, with a tendency toward...
 administration of certain drugsB...
2. [TIPRANAVIR](#)

[Adverse Reactions](#) : ...therapy:

enavir/tritonavir 3.3.4 Gastrointestinal Effects Gastrointestinal Effects...
3. [RITONAVIR](#)

[Adverse Reactions](#) : ...zidovudine, didanosine, delavirdine, Nelfinavir and **saquinavir**, were initiated without subsequent pancreatitis or hypertriglyceridemia. The